

## NOUVEAU piCO+

### NOUVEL Analyseur de CO expiré

Aidez vos patients à cesser de fumer avec l'analyseur de CO "piCO+"

#### Nos avantages

- Plus fiable que le test de Fagerstrom
- Résultat immédiat
- Boîtier ergonomique facile à nettoyer

#### Sécurité

- Filtre antibactérien/anti-humidité
- Valve anti-retour évite les contaminations

#### Grand affichage

- CO en ppm correspondant au taux de CO expiré
- %HbCO correspondant au taux de CO sanguin

#### Echelle de mesure 0-80 ppm

- Précision de lecture +/-1 ppm
- Possibilité d'étendre l'échelle à 200 ppm

#### Facile à utiliser

- Remise à zéro automatique entre 2 mesures
- Affichage du temps d'apnée de 15 sec
- Livré avec logiciel COdata+ (traceabilité)

Rappel pour le changement du piègeur



Rappel automatique pour l'étalonnage



2 x 6 LED de différentes couleurs  
Vert-Orange & Rouge

Aide à la motivation et au suivi

Prouve l'efficacité du traitement

Durée de vie de la cellule + de 5 ans

Conçu pour une utilisation intensive



Grand écran rétro-éclairé

[www.respur.com](http://www.respur.com)

Le test du CO remplace le test sanguin

## Caracteristiques Techniques

Plage de mesure	0-80ppm et plus si on utilise le logiciel COdata <sup>+</sup>
Affichage	Grand écran pour une lecture à +/- 1ppm et 2x6 LED de couleur
Principe de détection	Capteurs électrochimiques
Précision	+/- 2%
Interférence transversale H2	< 10%
Alimentation électrique	2 piles alcalines AA (LR6 ou equivalent)
Temps de réaction	< 45 sec, jusqu'à 90% de la valeur maximale de l'échelle
Plage de température fonctionnement	0-40°C (stockage 0-50°C)
Résistance à l'humidité ambiante	10-90% (stockage 0-95%) sans condensation
Durée de vie du capteur	Environ 5 ans
Garantie	2 ans
Sensibilité du capteur	1ppm
Poids	200g avec les piles
Dimension (hxlxp)	environ 120 x 75 x 45mm
Structure de l'analyseur	Corps: mélange polycarbonate / ABS avec pièce moulée Raccord D en polypropylène

### Ce que vous recevez par unité commandée

- un piCO+
- une pochette de transport
- un manuel d'utilisation
- un piègeur de la fin de l'air expiré
- 10 embouts buccaux jetables plats
- 2 piles AA
- 25 lingettes de désinfection sans alcool

### Les consommables nécessaires à l'utilisation de l'analyseur CO

- embouts plats à usage unique
- Piégeur à changer tous les mois vendus par boîte de 12 (1 an d'autonomie)
- des lingettes de désinfection sans alcool (ne jamais utiliser de produits contenant de l'alcool, pourrait endommager la cellule)
- un kit de calibration (il est recommandé de calibrer l'appareil tous les six mois)

Le test du CO expiré remplace le test sanguin

Distribué par



RESPUR International sarl  
26 rue Félix Rouget  
95490 VAUREAL  
Tél. : 01 30 73 45 32  
Fax : 01 30 73 07 78  
Courriel : [contact@respur.com](mailto:contact@respur.com)  
Site : [www.respur.com](http://www.respur.com)